

# deconex® 41 CLEAR

## Saurer, besonders umweltfreundlicher Klarspüler und Glänzer

Für den Einsatz in Spülmaschinen



### Verwendung

deconex® 41 CLEAR wird als Klarspüler und Glänzer in Spülmaschinen für Laborglas und Laborgeschirr eingesetzt. Bei der Aufbereitung medizinischer Instrumente kommt deconex® 41 CLEAR dort zum Einsatz, wo aus Gründen mangelnder Qualität des letzten Spülwassers kein neutraler Klarspüler eingesetzt werden kann.

### Eigenschaften

deconex® 41 CLEAR neutralisiert Laugenreste und verhindert Kalkablagerungen in der Maschine sowie Wasserflecken auf dem Spülgut. Die sorgfältig ausgewählten oberflächenaktiven Substanzen verleihen dem Produkt hervorragende Benetzungs- und Klarspüleigenschaften.

Besonders Glaswaren verhilft deconex® 41 CLEAR zu einem schönen Glanz. Der Einsatz dieses Klarspülmittels beschleunigt darüber hinaus das Trocknen des Spülgutes.

### Inhaltsstoffe

Organische Säure, oberflächenaktive Stoffe

### Chemisch-/physikalische Daten

pH-Wert	1%ige Lösung in VE-Wasser	ca. 2.6
Dichte	Konzentrat	1.09 g/mL
Aussehen	Konzentrat	klar, farblos

### Dosierung

0.5-1.5 mL/L  
je nach Art des Spülgutes und der Alkalirestmenge

Bei der Aufbereitung medizinischer Instrumente ist die Dosierung so einzustellen, dass der pH nicht unter 6 fällt.

### Materialverträglichkeit

Geeignet für:  
Laborglas, keramische Werkstoffe, Edelstahl, Aluminium, Kunststoffe

Für nicht genannte Materialien sind eigene Verträglichkeitsuntersuchungen durchzuführen oder bei Borer Chemie AG in Auftrag zu geben.

# deconex® 41 CLEAR

## Lieferung

Bitte fragen Sie Ihre Vertretung nach den aktuellen Gebindegrössen.

Die Gebinde, Verschlüsse und Etiketten sind aus recycelbarem Polyethylen. Dosierhilfen wie Pumpen, Messbecher, Dosiergeräte usw. sind erhältlich. Bitte verlangen Sie die entsprechenden Unterlagen.

## Zusätzliche Informationen

Hinweise zu Arbeitsschutz, Lagerung und Entsorgung/Abwasser entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt.

Profitieren Sie von unserem Fachwissen! Fragen Sie uns für praktische Informationen zu Ihrer spezifischen Anwendung.

### Hersteller:

#### **Borer Chemie AG**

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.